



## TePe Select™ / TePe Select™ Compact TePe Mini™

<b>Skaft</b>	Polypropen (PP).
<b>Strån</b>	Polyamid (PA) TePe Select Medium har 1400 strån/ TePe Select Mjuk har 1700 strån/ TePe Select Extra Mjuk 2500 strån. TePe Select Compact Medium har 1400 strån/ TePe Select Compact 1900 strån/ TePe Select Compact Mjuk har 1900 strån/ Select Compact X-mjuk 2760 strån/ TePe Mini Soft 1320 strån och TePe Mini Extra Soft 1760 strån.
<b>Hals</b>	Böjbar efter uppvärmning.
<b>Autoklivering</b>	Tryck: 2 bar Grader: 134°C Tid: 3 min.

<b>Förpackning</b>	1-pack. Påse av polypropen (PP). 100 st/kartong (Mini: 25 st/kartong). Blandade färger. Select och Mini med motiv: 25 st/kartong.  1-pack blister. Blisterbubbla av polyetentereftalat (PET). Baksida blisterförpackning av kartong. 12 blister/kartong.  Kartong av klorfri wellpapp.
<b>Sopsortering</b>	Tandborsten och påsen i vanliga hushållsavfallet. Kartongen i kärl för wellpappåtervinning.
<b>Produkt- egenskaper</b>	- Topprundade strån. - Avsmalnande borsthuvud. - Borsthuvud i tre storlekar. - Greppvänligt skaft.