


BEHANDLA SENSITIVITET PÅ ETT BIOAKTIVT SÄTT

NYHET


Predicta™ desensitizer BIOACTIVE

Det nya materialet **Predicta Bioactive Desensitizer** förändrar behandlingen av hypersensibla tänder. Med nästa generations kemi, är materialet både biokompatibelt och bioaktivt. Vilket betyder att Predicta Desensitizer avger kalcium och fosforjoner på den behandlade ytan för att stimulera hydroxylapatitkristaller att formera sig i mikrosprickor i emaljen, såväl på behandlade dentintytor som dentintubuli. Resultatet ger en snabb och kraftfull minskning av besvären.

- Snabb lindring med bioaktiv kemi
- Färdigblandad gel säkerställer en kontrollerad och precis applicering
- Bondingen och kompositens bindningsstyrka påverkas ej



Dentintubuli på den obehandlade ytan har täckts med ett tätt skikt av Predicta Bioactive Desensitizer. (Bilder från Dr. Alireza Sadr, DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry.)¹



Tvårsnittsbilder i svepelektronmikroskop. Notera förseglingen av dentintubuli och de laterala öppningarna som har blivit väl förseglade på den behandlade ytan. (Bilder av Dr. Alireza Sadr, DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry.)¹

MADE IN
USA


¹ Data on file.

parkell®

Predicta Bioactive Desensitizer är framställt för att behandla sensibilitet orsakad av:

- Exponerat dentin
- Blekning
- Scaling och rotplaning
- Känslighet på grund av gingivala retraktioner

Förbehandling med Predicta Desensitizer Gel påverkar inte bindningsstyrkan till dentin på existerande självetsande adhesiver eller kompositser. Därför kan klinikern använda Predicta Bioactive Desensitizer för behandling av hypersensibilitet utan att behöva bekymra sig för ogynnsamma effekter när det gäller bindningsstyrkan till självetsande adhesiver och kompositser.



Medelvärde av bondingsstyrkan med Universal Bonding Agent i MPa. Dr Alireza Sadr, DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry.

Predicta Desensitizer är en gel, lätt att använda utan blandning. Till skillnad från andra konventionella desensitizers behövs ingen blandning innan användning. Den är förpackad i sprutor och appliceras exakt och effektivt med hjälp av en mikrobörste.

TILLGÄNGLIGA PRODUKTER

SKU#	PRODUKT BESKRIVNING
S625	Predicta™ Bioactive Desensitizer Kit 3x3 ml syringes, 30 Applicator Tips, 50 Microbrush
S626	Predicta™ Bioactive Desensitizer Single Syringe 1x3 ml syringe, 10 Applicator Tips, 15 Microbrushes

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR

SKU#	PRODUKT BESKRIVNING
S383	Applicator Tips Refill - (30 tips)
S379	Precision Applicator Brushes Refill - (200) brushes

För information vänligen kontakta:
Parkell Europe AB,
Finvids väg 8-10, SE 194 27 Upplands Väsby
Tel. +46 8 506 505 75
infoeurope@parkell.com



parkell®