

Gör din dag:

Universalt enklare

3M™ Filtek™
Universalt fyllningsmaterial



8 specialfärger. 1 universal opacitet. Det kan inte bli enklare.


Effektivitet är nyckeln till en fullspäckad tidsplan. Det är därför som tandläkarna till 80% använder en färg på kompositen.* För att göra dessa fyllningar lättare så har vi tagit fram 3M™ Filtek™ Universal restorative.

Lätt att välja färg.

8 specialfärger och en Extra White(XW) täcker hela 19 av Vita Classic skalans färger och bleach färger.* Alla färger har en universal opacitet.

- Naturligt matchande teknologi (består av nanofiller, lågstress monomerer och pigment) möjliggör naturlig estetik med en färg.
- Fluorescerande pigment förstärker det naturliga utseendet
- 3M:s fillerteknologi ger en hög röntgenkontrast .

8 specialfärger:



Färger som Extra White (XW) och en täckfärg Pink Opaquer (PO) hjälper till att få utmärkt estetik vid unika situationer

Extra White (XW) ger möjlighet till att göra snygga fyllningar på blekta tänder



XW

Pink Opaquer (PO) täckfärg, minskar möjligheten för mörka områden att förstöra det estetiska resultatet. Pink Opaquer täcker effektivt metall och andra mörka missfärgningar.

Pink Opaquer (PO)



Färg A1



En ny klass av universala kompositier.

När kompositen är färdighärdad så kommer den att utsättas för tandborstning, sammanbitning och tuggning. Vi ökar nu livslängden på fyllningen, genom att kombinera två beprövade genuina teknologier, för första gången i en universalkomposit.

Lågstress monomer teknologi!

Denna monomerteknologi har tidigare använts i våra bulkfill kompositier.

Teknologin skyddar kompositen mot problem med krympning och ger en minimal krympningsstress.



3M:s patenterade äkta nanoteknologi.

Den äkta nanoteknologin ger fyllningen en bibehållen höglanspolering, hög styrka och nötningsresistent.

Fördelar

- Lätt att välja färg - bara 8 specialfärger täcker behovet hos dina patienter
- Universal opacitet gör det mer naturligt
- Extra White (XW) för att passa till blekta tänder
- Fluorescerande pigment ger fyllningen möjlighet till ett naturligt leende i vardagen
- Pink Opaquer täcker lätt mörka områden
- 3M:s nanoteknologi ger en bibehållen höglanspolering
- Den patenterade lågstress monomeren förebygger frakturer i fyllningen
- Förhöjd röntgenkontrast ger lättare identifiering vid tandläkarkontroll
- Kapslarna kan värmas - 3M™ Filtek™ Universal kan värmas säkert*

*Se bruksanvisning

Indikationer

- Direkta anteriora och posteriora fyllningar (inklusive ocklusalstyr)er
- Pelaruppbyggnad
- Splinting
- Indirekta fyllningar såsom inlays, onlays och veneers




Beställningsinformation

3M™ Filtek™ Universal Restorative

Artikelnr	Produktinformation
6550CK	3M™ Filtek™ Universal Restorative Essential Kit, Kapslar Kit innehåll: 80 kapslar à 0.2g : 20 st av varje färg A1, A2, A3, A3.5; 10 kapslar à 0.2g av PO täckfärg, 1 teknikguide, bruksanvisning.
6555SK	3M™ Filtek™ Universal Restorative Essential Kit, Sprutor Kit innehåll: 5 sprutor à 4g : 1 av varje färg A1, A2, A3, A3.5 och PO täckfärg, 1 teknikguide, bruksanvisning.

Refill	Artikel nr	Artikel nr
FÄRGER	SPRUTOR	KAPSLAR
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3.5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW—Extra White	6555XW	6550XW
PO—Pink Opaquer	6555PO	6550PO



REFILLER - FÄRGER	KAPSLAR - innehåller 20 kapslar à 0.2 gram	SPRUTA - innehåller 1 spruta à 4 gram
REFILLER - PINK OPAQUER (P O)	KAPSLAR - innehåller 10 kapslar à 0.2 gram	SPRUTA - innehåller 1 spruta à 4 gram

Alla refillers innehåller en teknikguide och bruksanvisning.

[www.3M.se/Filtek Universal](http://www.3M.se/FiltekUniversal)



3M Svenska AB
3M Oral Care
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel. 08-92 21 00

3M™, 3M Science. Applied to Life., Filtek, och Sof-Lex™ är varumärken för 3M eller 3M Tyskland GmbH. Används under licens i Canada © 3M 2019. Alla rättigheter förbehålles. PB611350-1SE190401