


Lamphandtagsskydd sterilt

- Sterilt lamphandtagsskydd för engångsanvändning
- Skyddets storlek passar olika typer av handtag
- Lamphandtagsskydd 150 mm tillåter åtkomst av ev. ljusreglage på handtaget
- Den perforerade plastkragen fungerar både som glidskydd mot lampan och samtidigt som flexibel hållare
- Den isatta plashättan skapar en barriär mellan operatören och handtaget
- Sterilt förp. i peel-pack, sterilisering EO



Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
60P09086	1-st/peel-pack, 120 mm	50/200
60P09064	2-st/peel-pack, 120 mm	50/200
60P09066*	3-st/peel-pack, 120 mm	48/192
60P0916	1-st/peel-pack, 150 mm	50/200
60P0915*	2-st/peel-pack, 150 mm	50/200

Färg:	Vit krage, ljusblå eller transparent plashätta
Storlek:	Krage: 11 cm i diameter, hål 15 - 50 mm i diameter Plashätta: 120 mm eller 150 mm lång
Material:	Plashätta: Polyetylen, Plastkrage: LDPE
Förvaring:	I rumstemperatur
Miljö/hälsa:	Produkten är Latexfri
Destruktion:	Produkten: förbränning Innerförpackning peel-pack: Förbränning Kartong: Återvinningsbar wellkartong. Ej klorblekt Tryckfärg: vattenbaserad



* = beställningsvara
Avd.fp. = minsta kvantitet / beställning