



Art nr KBT200YH

Med Danylen kanyl borttagare och säkerhetshylsa undviker du stickskador.

- Danylen är ett system utvecklat enligt de senaste EU-direktiven och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för integrerad säkerhetsfunktion.
- Kanyl borttagaren är lätt att använda och gör att du undviker stickskador.
- Kanylen tas säkert bort och faller direkt ner i den godkända behållaren.
- Du blir lätt av med det farliga avfallet genom att försluta och skicka behållaren till deponi.
- Innan injektion träs säkerhetshylsan på sprutan och därefter skruvas kanylen på.
- Säkerhetshylsan är för engångsbruk och ska kastas efter användning.
- Danylen passar till Alvestasprutan (tillverkad efter år 2000).

Se instruktionsfilmen om hur Danylen används på
www.dandent.se

Produkter som passar denna:



Behållare

Art nr **KBTB450**

Godkänd för ADR-transport av smittförande avfall, UN3291.
Tillverkad i polypropen och försedd med absorbent.

Rymmer ca 450 st kanyler.



Alvestaspruta

Art nr **KBTS300Y**



Säkerhetshylsor

Art nr **KBTH320Y**

Levereras i förpackningar om 200 st hylsor.
Tillverkade i miljövänlig plast. För engångsbruk.



Ansats till Alvestaspruta

Art nr **KBTS310Y**

För modifiering av Alvestasprutor
tillverkade efter år 2000.

Tillbehör för ekonomisk placering av kanyl borttagare



Arm för montage under bänk.

Art nr **KBTA110**



Arm för montage på vägg.

Art nr **KBTA120**



Platta i Corian® för stadig
placering på bänk.

Art nr **KBTP400**

Samtliga produkter tillverkas i Sverige

Dandent®

INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV

www.dandent.se

+46 (0)8 544 44 160

Danderyds Snickeri AB, Mallslingan 5, SE-187 66 Täby, Sweden