



Filtek™

Supreme Flowable
fyllningsmaterial

Filtek Supreme Flowable, nu med förbättrade appliceringsegenskaper

3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial har nu kommit i en ny ergonomisk spruta. Designad för enklare applicering och komfort. Detta ger dig mer kontroll och lättare applicering.

Reducerar luftblåsor

Minskar porositeter och förhindrar att materialet rinner efter vid applicering, vilket ger dig bättre kontroll.

Lätt att se mängden material

Den blå delen av kolven visar återstående mängd material.

När sprutan är tom visas endast den vita påtryckaren.

Lätt att hålla i och enkel applicering

Den trekantiga påtryckaren och fingregreppet, gör det enkelt att placera sprutan rätt i handen.



Böjbar kanylspets

Spetsen kan böjas utan att gå av, vilket förenklar appliceringen.



Fördelar

- Minimerar porositeter i materialet
- Enkelt att böja kanylen, vilket ger en bättre insyn
- Ergonomisk design – lätt att hålla i och enkel applicering
- God adaption, bra slitstyrka och reducerad stressuppbyggnad
- Täcker ett brett spektra av indikationer och tekniker

Kompositen kan värmas upp

Kan värmas upp till 70 °C grader i en timme, upp till 25 gånger.



Kliniska fall

3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial, ger en jämn övergång från material till tand för estetiska restaureringar.



Före



Applicering



Efter

Fotos med tillåtelse av Dr. Gunnar Reich, Munich, Germany

3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial är enkel att applicera



Före



Applicering



Efter

Fotos med tillåtelse av Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italy

Referenser:

1. Inkluderar ocklusala ytfyllningar
2. Reparation av komposit- och akrylprodukter




3M Svenska AB
3M Oral Care
Herrjärva torg 4
17067 Solna
Tel.nr: +468922100



www.3m.se/dental

Indikationer

(Uppbyggnad i skikt om 2 mm)




Klass III



Klass V



Minimalinvasiv tandbehandling (MDI)'



Bas



Liner



Reparation av indirekta restaureringar (små defekter)



Reparation²



Uppbyggnad av underskott



Fissurförsegling

Se alla indikationer i bruksanvisningen

Beställningsinformation



3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial Refiller

Varje refill innehåller 2x2 g sprutor
20 appliceringsspetsar.

FÄRG	ARTIKELNUMMER
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Vit	6032W
Extravit	6032XW
OpakA3	6032OA3

ARTIKELNUMMER	PRODUKTINFORMATION
3700T	3M Filtek Supreme Flowable fyllningsmaterial 20 st Appliseringspetsar grå



3M™ Filtek™ Supreme Flowable finns även i kapslar 20 x 0,2 g

Finns i färgerna:

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, XW, W, OA3.

3M, "3M Science. Applied to Life" och Filtek är varumärken från 3M, 3M Deutschland GmbH. Används under licens i Canada. © 3M 2020. Alla rättigheter 15267579_1SE20200820.